

Dentflex

Fundada em 1991 na cidade de Ribeirão Preto - SP, a Dentflex oferece produtos modernos e inovadores no seguimento da saúde, de acordo com rigorosas normas nacionais e internacionais de qualidade e responsabilidade social. Com isso, a empresa obtém como resultado final, equipamentos que atendam às exigências do mercado, suas expectativas e necessidades, e que proporcionem total satisfação de clientes e parceiros. Estes são os caminhos trilhados para possibilitar que a Dentflex atinja um grau de excelência comparável ao das melhores indústrias do mercado mundial. É uma nova era que se inicia, projetando a empresa num cenário competitivo, onde a qualidade é mais do que a política da empresa; é um compromisso com a ciência e com o mercado consumidor.

Founded in 1991 in the city of Ribeirão Preto – São Paulo, Dentflex offers modern and innovative products for health, according to strict national and international quality and social responsibility standards. Thus, the company gets as the end result, equipment that meet market demands, expectations and needs, that provide full satisfaction of customers and partners. These are the paths to enable Dentflex reaches an excellence level comparable to the best industries in the world market . It's a new era that begins, designing the company in a competitive environment where the quality is more than the policy of the company; it is a commitment to science and the consumer market.

Fundada en 1991 en la ciudad de Ribeirão Preto – São Paulo, Dentflex ofrece productos modernos e innovadores para la salud, de acuerdo con las rigurosas normas nacionales e internacionales de calidad y de responsabilidad social. Así, la empresa consigue como resultado final, equipos que cumplan con los requisitos del mercado, sus expectativas y necesidades, y que proporcionan completa satisfacción de los clientes y socios.

Estos son los caminos trillados para permitir que Dentflex alcance un grado de excelencia comparable al de las mejores industrias en el mercado mundial. Es una nueva era que comienza, proyectando la empresa en un escenario competitivo, donde la calidad es más que la política de la empresa ; es un compromiso con la ciencia y el mercado de consumo.



ALTA ROTAÇÃO

High Speed - Alta Rotación

Dentflex

FUTURA 2

alta rotação - high speed - alta rotación



Ideal para odontopediatria
Ideal for pediatric dentistry
Ideal para la odontología pediátrica

- Borden (2 furos) ou midwest (4 furos);
- Spray único;
- Pinça tipo fg (saca brocas);
- Leve;
- Cabeça com formato esférico;
- Baixo nível de ruído e vibração.

- *Borden (2 holes) or midwest (4 holes);*
- *Single spray;*
- *Chuck type fg (friction grips);*
- *Light;*
- *Head with spherical shape;*
- *Low noise and vibration level.*

- Borden (2 orificios) o midwest (4 orificios);
- Spray único;
- Pinza tipo fg (saca fresa);
- Ligero;
- Cabeza con forma esférica;
- Bajo nivel de ruido y vibración.

135 °C
???

SIGMA AIR

alta rotação - high speed - alta rotación



baixo nível de vibração e ruído
low vibration and noise level
bajo nivel de vibración y ruido

- Alto torque;
- Leve;
- Para brocas entre 1,59 e 1,6 mm de diâmetro.
- *High torque;*
- *Light;*
- *Drill between 1,59 and 1,6 mm diameter.*
- Alto torque;
- Ligero;
- Para fresas entre 1,59 y 1,6 mm de diámetro.

	1s	1s pb	3s	3s pb
Spray	único single único	único single único	triplo triple triple	triplo triple triple
pinça chuck pinza	sistema fg (saca broca) friction grip sistema fg (saca fresa)	push button	sistema fg (saca broca) friction grip sistema fg (saca fresa)	push button
conexão connection conexión	borden / midwest	borden / midwest	borden / midwest	borden / midwest

135 °C
???

SIGMA AIR 4S PB G LED

alta rotação - high speed - alta rotación



- Iluminação LED com sistema gerador;
- Conexão borden;
- Excelente desempenho e potência;
- Spray quádruplo;
- Design ergonômico e com poucas linhas, o que facilita a assepsia.

- *LED lighting with generator system;*
- *Borden connection;*
- *Excellent performance and power;*
- *Quadruple spray;*
- *Ergonomic design with few lines, which facilitates asepsis.*

- Iluminación LED con sistema generador;
- Conexión Borden;
- Excelente rendimiento y potencia;
- Spray Cuádruple;
- Diseño ergonómico con pocas líneas, lo que facilita asépsia.

SIGMA AIR 4S PB QC

alta rotação - high speed - alta rotación



- Possui conexão de engate rápido (necessário adaptador QC/QC LUX) similar ao sistema Multiflex®;
 - Com ou sem condutor de luz (fibra óptica);
 - Não fornece luz própria, apenas conduz a luz produzida pelo acoplamento QC LUX (fibra óptica);
 - Spray quádruplo;
 - Sistema de encaixe de brocas Push Button;
 - Alto torque;
 - Excelente desempenho e potência;
 - Design ergonômico com poucas linhas, o que facilita a assepsia.
-
- *Quick coupling connection (QC/QC LUX adapter required) similar to Multiflex® system;*
 - *With or without light conductor (optical fiber);*
 - *It does not provide its own light, it only conducts the light produced by the QC LUX coupling (optical fiber);*
 - *Quadruple spray;*
 - *Push Button drill attachment system;*
 - *High torque;*
 - *Excellent performance and power;*
 - *Ergonomic design with few lines, which facilitates asepsis.*
-
- Tiene conexión de acoplamiento rápido (necesario adaptador QC/QC LUX) similar al sistema Multiflex®;
 - Con o sin conductor de luz (fibra óptica);
 - No proporciona luz propia, sólo conduce la luz producida por el acoplamiento QC LUX (fibra óptica);
 - Spray cuádruple;
 - Sistema de acoplamiento de fresas Push Button;
 - Alto torque;
 - Excelente rendimiento y potencia;
 - Diseño ergonómico con pocas líneas, lo que facilita la asepsia.

135 °C
!!!



BAIXA ROTAÇÃO

Low Speed - Baja Rotación

Dentflex

FX 110

contra ângulo - contra angle - contra ángulo



acoplamento tipo intra
e-type coupling
acoplamiento tipo intra

- Transmissão 1:1;
 - Cabeça montada com rolamentos;
 - Utiliza brocas entre 2,35 mm e 2,334 mm de diâmetro;
 - Sistema trava broca ou push button.
-
- *Transmission 1:1;*
 - *Head assembled with bearings;*
 - *Drills between 2,35 mm and 2,334 mm diameter;*
 - *Locking drill system or push button.*
-
- Transmisión 1:1;
 - Cabeza montada con rodamientos;
 - Utiliza fresas entre 2,35 mm y 2,334 mm de diámetro;
 - Sistema de fijación de fresas por traba o por push button.

MI 01

micromotor - micromotor - micromotor



- Ajuste preciso de rotação por meio de anel giratório, de 3.000 - 25.000 Rpm;
 - Turbina confeccionada em aço inoxidável, que garante maior durabilidade;
 - Sistema intra, permite giro livre de 360°;
 - Baixo nível de vibração e ruído.
-
- *Precise rotation adjustment through swivel ring, 3.000 - 25.000 Rpm;*
 - *Turbine made of stainless steel which ensures greater durability;*
 - *E-type system which allows 360° free rotation;*
 - *Low vibration and noise level.*
-
- Ajuste preciso de rotación por medio del anillo giratorio, de 3.000 - 25.000 Rpm;
 - Turbina confeccionada en acero inoxidable que garantiza mayor durabilidad;
 - Sistema intra, permite libre rotación de 360°;
 - Bajo nivel de vibración y ruido.

alto torque
high torque - alto torque

PR 01

peça reta - straight handpiece - pieza recta



- Baixo nível de vibração e ruído;
 - Fixação da broca através de pinça construída em aço inoxidável;
 - Sistema intra, permite giro livre de 360°.
-
- *Low vibration and noise level;*
 - *Drill's fixing system through the chuck made of stainless steel;*
 - *E-type system, which allows 360° free rotation.*
-
- Bajo nivel de vibración y ruido;
 - Fijación de la fresa por medio de la pinza construida en acero inoxidable;
 - Sistema intra, permite libre rotación de 360°.

pinça em aço inoxidável
stainless steel chuck
pinza en acero inoxidable

135 °C
???



SISTEMA INTRA

E-type System - Sistema Intra

KIT ACADÊMICO

Academic Kit - Kit Académico

Dentflex

KIT ACADÊMICO SIGMA AIR

academic kit sigma air - kit académico sigma air



disponível nas versões cromado e rosa
available in chrome and pink versions
disponible el las versiones cromado y rosa

Kit composto por:

- Alta Rotação Sigma Air;
- Micromotor MI 01;
- Contra Ângulo FX 110 1:1;
- Peça Reta PR 01.

Kit composed by:

- *High Speed Sigma Air;*
- *Micromotor MI 01;*
- *Contra Angle FX 110 1:1;*
- *Straight Handpiece PR 01.*

Kit compuesto por:

- Alta Rotación Sigma Air;
- Micromotor MI 01;
- Contra Ángulo FX 110 1:1;
- Pieza Recta PR 01.

KIT ACADÊMICO SIGMA AIR 3P

academic kit sigma air 3P - kit académico sigma air 3P



disponível nas versões cromado e rosa
available in chrome and pink versions
disponible el las versiones cromado y rosa

Kit composto por:

- Alta Rotação Sigma Air;
- Micromotor MI 01;
- Contra Ângulo FX 110 1:1.

Kit composed by:

- *High Speed Sigma Air;*
- *Micromotor MI 01;*
- *Contra Angle FX 110 1:1.*

Kit compuesto por:

- Alta Rotación Sigma Air;
- Micromotor MI 01;
- Contra Ángulo FX 110 1:1.



PRÓTESE

Prosthesis - Prótesis

Dentflex

ARTICULADOR 10600

articulador semi ajustável, tipo arcon - semi adjustable arcon type articulator - articulador semi ajustable tipo arcon



- Maior resistência e leveza, pois o produto é fabricado em ligas de alumínio;
 - Grande precisão dos movimentos, construído com peças usinadas em equipamentos computadorizados de alta tecnologia;
 - Distância intercondilar ajustável através de espaçadores.
-
- *The product is made from aluminum alloys and has increased strength and lightness;*
 - *Great precision of movement, made of machined parts in high-tech computerized equipment;*
 - *Adjustable intercondylar distance through spacers.*
-
- Mayor resistencia y ligereza pues el producto está construido en aleaciones de aluminio;
 - Gran precisión de los movimientos, construido con piezas mecanizadas en equipos computadorizados de alta tecnología;
 - Distancia intercondilar ajustable por medio de espaciadores.

ARTICULADOR 12000 Plus


articulador semi ajustável, tipo arcon - semi adjustable arcon type articulator - articulador semi ajustable tipo arcon



- Distância intercondilar fixa em 110 mm;
 - Guia condilar com inclinação ajustável de 0 a 60°;
 - Movimentos laterais (bennet) exatos, com ajustes de 0 a 30°;
 - Sistema que permite ajustes dos movimentos laterais;
 - Guia condílica com caminho curvo;
 - Trava Condilar central, permite abrir o articulador 180° sem perder seu posicionamento;
 - Pino para apoio do ramo superior na posição aberta.
-
- *Fixed intercondylar distance in 110 mm;*
 - *Condylar guide with adjustable tilt from 0 to 60°;*
 - *Accurate lateral movements (bennet), with adjustments from 0 to 30°;*
 - *System that allows adjustment of lateral movements;*
 - *Condylar guide with curved path;*
 - *Central condylar lock, allows to open the articulator 180° without losing its position;*
 - *Incisal block to support the upper branch in the open position.*
-
- Distancia intercondilar fija en 110 mm;
 - Guía condilar con inclinación ajustable entre 0 a 60°;
 - Movimientos laterales (bennet) exactos, con ajustes de 0 a 30°;
 - Sistema que permite el ajuste de los movimientos laterales;
 - Guía condilar con camino curvo;
 - Bloqueo condilar central, permite abrir el articulador 180° sin perder su posicionamiento;
 - Pino de apoyo de la base superior en la posición abierta.

ARCO FACIAL STANDARD

standard face bow - arco facial standard



Eficaz sistema de fixação do garfo através de aperto manual
Effective fork clamping system by manual tightening
Eficaz sistema de fijación de la horquilla a través de aprieto manual

pode ser adquirido com o articulador
can be purchased with articulator
se puede adquirir con el articulador

ACESSÓRIOS

accessories - accesorios



Plano de Camper 15° em aço inoxidável
Stainless Steel Camper Plane 15°
Plan de Camper 15° de acero inoxidable



Garfo para Desdentado
Toothless Fork
Horquilla para Desdentado



Mesa Incisal Metálica
Adjustable Incisal Table
Mesa Incisal Ajustable



Placa de Montagem Trilho
Rail Mounting Plate
Placa de Montaje Riel



Suporte para Garfo
Fork Support
Soporte para horquilla

não acompanha o articulador
does not accompany the articulator
no acompaña al articulador

DF 300

motor para prótese - prosthesis motor - motor para prótesis



alto torque mesmo em baixa velocidade (4.0 Ncm)
high torque even at low speed (4.0 Ncm)
alto torque mismo en baja velocidad (4.0 Ncm)

- Chave seletora de tensão (bivolt automático);
- Acionamento através do pedal ou do painel;
- Escala de velocidade indicada através de leds (até 35.000 Rpm);
- Opcional: DF 300 INTRA com Micromotor elétrico e Peça Reta PR 01.
- Voltage selector switch (automatic bivolt);
- Activation via pedal or panel;
- Speed scale indicated by leds (up to 35.000 Rpm);
- Optional: DF 300 INTRA with Electric Micromotor and Straight Handpiece PR 01.
- Llave selectora de tensión (bivolt automatico);
- Accionamiento a través del pedal o del panel;
- Escala de velocidad indicada por leds (hasta 35.000 Rpm);
- Opcional: DF 300 INTRA con Micromotor eléctrico y Pieza Recta PR 01.



PRIME M^{1:5}

contra ângulo multiplicador - multiplier contra angle - contra ángulo multiplicador



- Sistema de fixação de brocas por Push Button;
- Com ou sem condutor de luz (fibra óptica);
- Não fornece luz própria, apenas conduz a luz produzida pelo micromotor que possua sistema de iluminação;
- Velocidade de acionamento máx. 40.000 rpm, rotação máx. 200.000 rpm;
- Refrigeração interna ou externa;
- Contra Ângulo com fibra óptica: utilizado em micromotores com sistema de iluminação;
- Contra Ângulo sem fibra óptica: utilizado em micromotores com sistema intra (e-type).

- *Push button drill attachment system;*
- *With or without light conductor (optical fiber);*
- *It does not provide its own light, it only conducts the light produced by the air motor that has a lighting system;*
- *Drive speed max 40.000 rpm, rotation max 200.000 rpm;*
- *Internal or external cooling;*
- *Contra Angle with fiber optic: used in air motors with lighting system;*
- *Contra Angle without fiber optic: used in air motors with e-type system.*

- Sistema de fijación de fresas por Push Button;
- Con o sin conductor de luz (fibra óptica);
- No proporciona luz propia, sólo conduce la luz producida por el micromotor que tiene sistema de iluminación;
- Velocidad de accionamiento máx. 40.000 rpm, rotación máx. 200.000 rpm;
- Refrigeración interna o externa;
- Contra Ángulo con fibra óptica: utilizado en micromotores con sistema de iluminación;
- Contra Ángulo sin fibra óptica: utilizado en micromotores con sistema intra.

135 °C
!!!

IMPLANTE E CIRURGIA

Implant and Surgery - Implante y Cirugía



Dentflex

DForce 1000

motor para implante e cirurgia - implant and surgery motor - motor para implante y cirugía



- Controle de torque de 5 à 55 Ncm;
- Display LCD que proporciona controle visual da velocidade e do torque no ato da cirurgia;
- Bomba peristáltica em alumínio e de fácil manuseio;
- Pedal com multifunções.

- Torque control from 5 to 55 Ncm;
- LCD display that provides visual control of speed and torque during surgery;
- Peristaltic pump in aluminum and easy to handle;
- Multi-function pedal.

- Control de torque de 5 a 55 Ncm;
- Monitor LCD que proporciona control visual de la velocidad y del torque en el acto de la cirugía;
- Bomba peristáltica en aluminio y de fácil manejo;
- Pedal con multifunción.



DForce 1000 ^{FIX}

motor para implante e cirurgia - implant and surgery motor - motor para implante y cirugía



- Torque fixo em 45 Ncm;
- Pedal com multifunções;
- Controle de velocidade;
- Bomba peristáltica de fácil manuseio.

- 45 Ncm fix torque;
- Multifunction pedal;
- Speed control;
- Peristaltic pump easy to handle.

- Torque fijo en 45 Ncm;
- Pedal con multifunción;
- Control de velocidad;
- Bomba peristáltica de fácil manejo.



FX 200

contra ângulo para implante - implant contra angle - contra ángulo para implante



- Indicado para perfurações e inserções de implantes;
 - Redução 20:1;
 - Baixo nível de vibração e ruído;
 - Alta eficiência na redução de velocidade.
- Indicated for implants' perforation and insertion;
 - Reduction 20:1;
 - Low vibration and noise level;
 - High efficiency in speed reduction.
- Indicado para perforaciones e inserciones de implantes;
 - Reducción 20:1;
 - Bajo nivel de vibración y ruido;
 - Alta eficiencia en la reducción de velocidad.

Sistema Trava Broca ou Push Button
Lock drill system or push button
Sistema de fijación de fresas por trava o push button

FX 200^{LP}

contra ângulo para implante com stop

implant contra angle with stop - contra ángulo para implante con stop



- Possui dispositivo mecânico que permite uma regulagem do comprimento útil da broca, garantindo um excelente controle durante a perfuração óssea, oferecendo maior segurança ao profissional e ao paciente;
- Redução 20:1;
- Baixo nível de vibração e ruído;
- Alta eficiência na redução de velocidade.
- It has mechanical device that allows a regulation of the drill's useful length, guaranteeing excellent control during the bone drilling, offering safety to the professional and patient;
- Reduction 20:1;
- Low vibration and noise level;
- High efficiency in speed reduction.
- Tiene dispositivo mecánico que permite una regulación de la longitud útil de la fresa, garantizando un excelente control durante la perforación ósea, ofreciendo mayor seguridad al profesional y al paciente;
- Reducción 20:1;
- Bajo nivel de vibración y ruido;
- Alta eficiencia en la reducción de velocidad.

SIGMA AIR^{3S 45°}

alta rotação para cirurgia

high speed for surgery - alta rotación para cirugía



- Possui ângulo de 45° na cabeça, proporcionando ao cirurgião uma maior facilidade de acesso as áreas de difícil alcance;
- Spray triplo;
- Pinça tipo fg (saca brocas) ou pb (push button).
- It has a 45° angle in the head, giving to the surgeon an easier access to areas of difficult reach;
- Triple spray;
- Chuck type fg (friction grips) or pb (push button).
- Tiene ángulo de 45° en la cabeza, proporcionando al cirujano una mayor facilidad de acceso a las áreas de difícil alcance;
- Spray triple;
- Sistema de fijación de fresas por traba o push button.

baixo nível de vibração e ruído
low vibration and noise level
bajo nivel de vibración y ruido

135 °C
???

SX 110

peça reta cirúrgia

straight handpiece for surgery - pieza recta para cirugía



- Produto de longo alcance que realiza trabalhos em áreas de difícil acesso;
 - Transmissão 1:1;
 - Para brocas de 45 mm ou 65 mm de comprimento;
 - Ponteira alongada com 5,4 mm de diâmetro.
- Long-range product that works in areas of difficult access;
 - Transmission 1:1;
 - For drill of 45 mm or 65 mm in length;
 - Elongated tip with 5,4 mm diameter.
- Producto de largo alcance que realiza trabajos en áreas de difícil acceso;
 - Transmisión 1:1;
 - Para fresas de 45 mm o 65 mm de longitud;
 - Puntera alargada con 5,4 mm de diámetro.

pinça em aço inoxidável
stainless steel clamp
pinza en acero inoxidable

SXA 110

peça angulada cirúrgia

angular handpiece for surgery - pieza angulada para cirugía



- Possui corpo inclinado em 20°;
 - Produto de longo alcance que realiza trabalhos em áreas de difícil acesso;
 - Transmissão 1:1 ou 1:2;
 - Para brocas de 45 mm ou 65 mm de comprimento;
 - Ponteira alongada com 5,4 mm de diâmetro.
- Its has a slanted body at 20°;
 - Long-range product that works in areas of difficult access;
 - Transmission 1:1 or 1:2;
 - For drill of 45 mm or 65 mm length;
 - Elongated tip with 5,4 mm diameter.
- Tiene cuerpo inclinado en 20°;
 - Producto de largo alcance que realiza trabajos en áreas de difíciles accesos;
 - Transmisión 1:1 o 1:2;
 - Para fresas de 45 mm o 65 mm de longitud;
 - Puntera alargada de 5,4 mm de diámetro.

pinça em aço inoxidável
stainless steel clamp
pinza en acero inoxidable

DSR 110

micro serra reciprocante - reciprocating micro saw - micro sierra reciprocante



≈ 1.8 mm linear / linear / lineal


- Transmissão 1:1;
- Rotação máxima de trabalho de 15000 Rpm;
- Movimento linear com amplitude máxima de 1.8mm;
- Refrigeração externa.

- *Transmission 1:1;*
- *Maximum work speed: 15000 Rpm;*
- *Linear movement with maximum amplitude: 1.8mm;*
- *External cooling.*

- Transmisión 1:1;
- Rotación máxima de trabajo de 15000 Rpm;
- Movimiento lineal con máxima amplitud de 1.8mm;
- Refrigeración externa.

Modelos de Lâminas Reciprocantes

Reciprocating Blades Models - Modelos de Hojas Reciprocantes



- 0.4 mm de espessura;
- Lâminas fabricadas em aço inox;
- A Micro Serra DSR 110 acompanha uma lâmina reciprocante do modelo SDR-1. O modelo SDR-2 é opcional.

- *Thickness: 0.4mm;*
- *Blades made of stainless steel;*
- *The Micro Saw DSR 110 comes with a reciprocating blade SDR-1 model. The SDR-2 model is optional.*

- 0,4mm de espesor;
- Hojas fabricadas de acero inoxidable;
- La Micro Serra DSR 110 acompaña una hoja reciprocante del modelo SDR-1. El modelo SDR-2 es opcional.

135 °C
!!!

DSS 110

micro serra sagital - sagittal micro saw - micro sierra sagital



↔ ≅ 3.2° angular / angular / angulado


- Transmissão 1:1;
- Rotação máxima de trabalho de 15000 Rpm;
- Movimento angular com amplitude máxima de 3.2 graus;
- Refrigeração externa.

- *Transmission 1:1;*
- *Maximum work speed: 15000 Rpm;*
- *Angular movement with maximum amplitude: 3.2 degrees;*
- *External cooling.*

- Transmisión 1:1;
- Rotación máxima de trabajo de 15000 Rpm;
- Movimiento angular con máxima amplitud de 3.2 grados;
- Refrigeración externa.

Modelos de Lâminas Sagitais

Sagittal Blades Models - Modelos de Hojas Sagital




- 0.4 mm de espessura;
- Lâminas fabricadas em aço inox;
- A Micro Serra DSS 110 acompanha uma lâmina sagital do modelo SDS-1. Os demais modelos são opcionais.
- *Thickness: 0.4mm;*
- *Blades made of stainless steel;*
- *The Micro Saw DSS 110 comes with a sagittal blade SDS-1 model. The other models are optional.*

- 0,4mm de espesor;
- Hojas fabricadas de acero inoxidable;
- La Micro Serra DSS 110 acompaña una hoja sagital del modelo SDS-1. Los demás modelos son opcionales.

135 °C
!!!

DSO 110

micro serra oscilatória - oscillatory micro saw - micro sierra oscilatoria




≅ 24° angular / angular / angulado

- Transmissão 1:1;
 - Rotação máxima de trabalho de 15000 Rpm;
 - Movimento angular com amplitude máxima de 24 graus;
 - Refrigeração externa.
-
- *Transmission 1:1;*
 - *Maximum work speed: 15000 Rpm;*
 - *Angular movement with maximum amplitude: 24 degrees;*
 - *External cooling.*
-
- Transmisión 1:1;
 - Rotación máxima de trabajo de 15000 Rpm;
 - Movimiento angular con máxima amplitud de 24 grados;
 - Refrigeración externa.

Modelos de Lâminas Oscilatórias

Oscillatory Blades Models - Modelos de Hojas Oscilatorias



- 0.4 mm de espessura;
 - Lâminas fabricadas em aço inox;
 - A Micro Serra DSO 110 acompanha uma lâmina oscilatória do modelo SDO-3. Os demais modelos são opcionais.
-
- *Thickness: 0.4mm;*
 - *Blades made of stainless steel;*
 - *The Micro Saw DSO 110 comes with an oscillating blade SDO-3 model. The other models are optional.*
-
- 0,4mm de espesor;
 - Hojas fabricadas de acero inoxidable;
 - La Micro Serra DSO 110 acompaña una hoja oscilatoria del modelo SDO-3. Los demás modelos son opcionales.

135 °C
!!!



ENDODONTIA

Endodontics - Endodoncia

Dentflex

DForce 1000 ENDO

motor para endodontia - endodontics motor - motor para endodencia



Display LCD touch screen
LCD touch screen display
Pantalla LCD touch screen

- Realiza os movimentos Reciprocante e Rotatório;
- 03 Programas com sistema Reciprocante, permite reciprocate para a direita ou para a esquerda com ajuste nos ângulos;
- 10 Programas ajustáveis com sistema Rotatório;
- Reverso automático e manual no sistema rotatório;
- Controle de torque (0.2 ~ 5.0 Ncm) e controle de velocidade (150 a 1.100 rpm) no sistema Rotatório;
- Torque fixo e controle de velocidade (150 a 300 rpm) no sistema Reciprocante;
- Funciona ligado à fonte ou à bateria;
- Acompanha Contra Ângulo Redutor PB, de cabeça pequena e com ajuste em 6 posições diferentes .

- *Performs reciprocating and rotating movements;*
- *03 Programs with reciprocating system, allows to reciprocate to the right or to the left with angles' adjustment;*
- *10 adjustable programs with rotating system;*
- *Automatic and manual reverse in the rotating system;*
- *Torque control (0.2 ~ 5.0 Ncm) and speed control (150 to 1.100 rpm) in the rotating system;*
- *Fixed torque and speed control (150 to 300 rpm) in the reciprocating system;*
- *It works connected to the power supply or to the battery;*
- *Comes with Reducer Contra AnglePB, with small head and adjustment in 6 different positions.*

- Realiza los movimientos Reciprocante y Rotatorio;
- 03 Programas con sistema Reciprocante, permite intercambiar a la derecha o a la izquierda con ajuste en los ángulos;
- 10 Programas ajustables con sistema rotatorio;
- Retroceso automático y manual en el sistema rotatorio;
- Control de torque (0.2 ~ 5.0 Ncm) y control de velocidad (150 a 1.100 rpm) en el sistema Rotatorio;
- Torque fijo y control de velocidad (150 a 300 rpm) en el sistema Reciprocante;
- Funciona conectado a la fuente o a la batería;
- Acompaña Contra Ángulo Reductor PB, de cabeza pequeña y con ajuste en 6 posiciones diferentes.

FXM

contra ângulo rotatório

rotating contra angle - contra ángulo rotatorio



- Disponível nas reduções 4:1 (FXM 410), 16:1 (FXM 160) e 70:1 (FXM 700);
- Micro cabeça push button com 8,5 mm de diâmetro;
- Indicado para lima tipo NiTi;
- FXM 700 (contra ângulo) pode ser acoplado diretamente ao micromotor pneumático/elétrico.
- Available in 4:1 (FXM 410), 16:1 (FXM 160) and 70:1 (FXM 700) reductions;
- Push button micro head with 8,5 mm diameter;
- Suitable for NiTi file type;
- FXM 700 (contra angle) can be coupled directly to the pneumatic/electric micromotor.
- Disponible en reducciones 4:1 (FXM 410), 16:1 (FXM 160) y 70:1 (FXM 700);
- Micro cabeza push button con 8,5 mm de diámetro;
- Indicado para lima tipo NiTi;
- FXM 700 (contra ángulo) puede ser acoplado directamente al micromotor neumático/eléctrico.

movimento rotatório de 360°
360° rotating movement
movimiento rotatorio de 360°

FXR

contra ângulo oscilatório

oscillating contra angle - contra ángulo oscilatorio



- Disponível nas reduções 4:1 (FXR 410) e 16:1 (FXR 160);
- Sistema push button;
- Indicado para lima tipo manual (haste entre 3,6 e 4,0 mm de diâmetro);
- FXR 160 (contra ângulo) pode ser acoplado diretamente ao micromotor pneumático/elétrico.
- Available in 4:1 (FXR 410) and 16:1 (FXR 160) reductions;
- Push button system;
- Suitable for manual file type (stem between 3,6 and 4,0 mm diameter);
- FXR 160 (contra angle) can be coupled directly to the pneumatic/electric micromotor.
- Disponible en reducciones 4:1 (FXR 410) y 16:1 (FXR 160);
- Sistema push button;
- Indicado para lima tipo manual (vástago entre 3,6 y 4,0 mm de diámetro);
- FXR 160 (contra ángulo) puede ser acoplado directamente al micromotor neumático/eléctrico.

movimento oscilatório de 90°
90° oscillating movement
movimiento oscilatorio de 90°

135 °C
???



PROFILAXIA

Prophylaxis - Profilaxis

Dentflex

CAVFLEX 6000

cavizador pneumático com refrigeração - pneumatic air scaler with cooling system - scaler neumático con refrigeración



movimento elíptico da ponta, muito eficiente na remoção de tártaros
tip's elliptical movement, very efficient for tartar removal
movimiento elíptico de la punta, muy eficiente en la eliminación de sarros

- Acompanha 2 tips universais;
- Removedor de tártaro;
- Baixo nível de ruído;
- Acoplado diretamente ao terminal do equipo;
- Seu corpo possui poucas linhas e excelente design, proporcionando ergonomia e facilidade na assepsia.

- Included 2 universal tips;
- Tartar remover;
- Low noise level;
- Coupled directly to the dental unit;
- Body with few lines and excellent design, providing ergonomics and ease in asepsis.

- Acompaña 2 puntas universales;
- Removedor de sarro;
- Bajo nivel de ruido;
- Acoplado directamente al terminal de la unidad dental;
- Su cuerpo tiene pocas líneas y excelente diseño, proporcionando ergonomía y facilidad en la asepsia.

135 °C
///

JETFLEX I

jato para bicarbonato - bicarbonate jet - chorro para bicarbonato



corpo construído em metal
body made of metal
cuerpo construido de metal

- Bico giratório e removível;
- Acoplado diretamente ao terminal de equipo;
- Tampa em plástico transparente que possibilita acompanhamento visual da quantidade de bicarbonato disponível.
- Swivel and removable nozzle;
- Coupled directly to dental unit;
- Transparent plastic cover that allows fast visual monitoring of the amount of available bicarbonate.
- Boquilla giratoria y removable;
- Acoplado directamente al terminal de la unidad dental;
- Tapa en plástico transparente que permite rápido control visual de la cantidad de bicarbonato disponible.

bico autoclavável
autoclavable nozzle
boquilla autoclavable

135 °C
///



OUTROS PRODUTOS

Other Products - Otros Productos

Dentflex

DF 3

modular - module - modular



- Possui um terminal para alta rotação, um para baixa rotação e seringa triplice;
 - Acompanha pedal e reservatório de água com capacidade de 500 ml;
 - Mangueiras inclusas;
 - O modular sai de fábrica calibrado e regulado.
-
- *It has a terminal for high speed handpiece, one for low speed handpiece and triple syringe;*
 - *Comes with pedal and water reservoir with capacity of 500 ml;*
 - *Hoses included;*
 - *The modular is factory calibrated and regulated.*
-
- Tiene un terminal para alta rotación, uno para baja rotación y jeringa triple;
 - Acompaña pedal y depósito de agua con capacidad de 500 ml;
 - Mangueras incluidas;
 - El modular sale de fábrica calibrado y regulado.

Indicado para trabalhos em clínicas odontológicas, veterinárias e laboratórios.
Suitable for dental office, veterinary and laboratory procedures.
Indicado para trabajos en clínicas odontológicas, veterinarias y laboratorios.

ST 1

seringa tríplice - triple syringe - jeringa triple



Utilizado em procedimentos odontológicos,
intra e/ou extra bucal.
This equipment is used in dental procedures,
intra and / or extra buccal.

Este equipo se utiliza en procedimientos
odontológicos, intra y / o extra bucal.

- Pode ser acoplada a qualquer tipo de equipo;
- Possui jatos de água e ar independentes, proporcionando ar totalmente seco mesmo quando acionado imediatamente após a água;
- Indicado na limpeza, secagem, irrigação e umedecimento, seja através de ar, água ou a combinação de ambos (Spray).
- Can be coupled in any type of equipment;
- It has independent water and air jets, providing totally dry air even when triggered immediately after the water jet;
- Indicated in cleaning, drying, irrigation and moistening, either through air, water or the combination of both (Spray).
- Puede ser acoplada a cualquier tipo de equipo;
- Tiene chorros de agua y aire independientes, proporcionando aire totalmente seco incluso cuando se acciona inmediatamente después del chorro de agua.
- Indicado en la limpieza, secado, irrigación y humedecimiento, ya sea a través de aire, agua o la combinación de ambos (Spray).

FLEXLUB

óleo lubrificante - lubricant oil - aceite lubrificante



- Lubrificante fabricado com Óleo Medicinal Atóxico de baixa viscosidade, antioxidante, bactericida e fungicida;
- Acompanha bico aplicador para alta e baixa rotação.
- Lubricant manufactured with Non-toxic Medicinal Oil of low viscosity, antioxidant, bactericide and fungicide;
- Comes with applicator nozzle for high and low speed.
- Lubricante fabricado con Aceite Medicinal Atóxico de baja viscosidad, antioxidante, bactericida y fungicida;
- Acompaña boquilla aplicadora para alta y baja rotación.

Não contém CFC (Cloro Flúor Carbono)
Não agride a camada de ozônio
Contains no CFC (Chlorine Fluorocarbon)
Does not attack the ozone layer
No contiene CFC (Cloro Flúor Carbono)
No ataca la capa de ozono



Av. Thomaz Alberto Whately, 670
Parque Industrial Tanquinho
CEP/ Zip Cod / Código Postal 14075-380,
Ribeirão Preto / SP - Brasil
Fone / Phone / Teléfono +55 16 2133.0000

—

dentflex@dentflex.com.br
dentflex.com.br